

PortSealerTM

手持式热合仪



小巧便捷



超长续航



安全可靠


深圳赛桥生物创新技术有限公司

☎ 0755-27106806

✉ marketing@cellbri.com

🌐 www.cellbri.com

📍 深圳市光明区凤凰街道恒泰裕大厦3栋A座2-6层



赛桥生物官方公众号

Overview

产品概述



PortSealer手持式热合仪，具有无污染、不破坏液体质量、封口可靠不渗漏等优点，封口冷却后无需剪切可拉开。适用于血站、医院、生物制品单位等行业。

1 显示屏 2 防溅保护盖 3 启动拉手 4 充电口

工艺流程



产品功能

Product Features



小巧便捷

一体设计，告别分体



便于观测

带显示屏便于观测热合状态。



安全可靠

多模式提示报警器，声音提示、屏幕显示、机体振动同时提醒报警。



使用范围广

最大可支持6.2mm外径PVC和EVA管路，适用于现有管路类型。



超长续航

满电情况下，可连续热合超过500次，待机不耗电。



防溅设计

热合头前部防水、防溅。

产品规格

Product Specifications

规格参数

占地大小: 42W × 168D × 215H mm³

重量: 515g

功耗参数

热合功率: 最大70W/50Ω

显示屏: OLED自发光显示屏

充电器: 输入100-240V 50/60Hz; 输出16.8V 1A