

ArchiPure 12 全自动核酸提取纯化仪

Automatic Nucleic Acid Extraction Instrument

★ 产品介绍:

ArchiPure 12是一款操作简单、便携、高效稳定的核酸提取纯化仪，可以从动植物组织、全血、病毒、细胞等样本中自动纯化核酸，所提取核酸满足后续分子生物学实验需求。该仪器可为样本通量适中，危险性相对较高的实验室提供一致性好和稳定性高的自动核酸纯化解方案，广泛用于科学研究、临床分子诊断、动植物疫病监测等领域。



★ 推荐试剂:

产品名称	货号
ArchiPure通用型磁珠法病毒RNA快速提取试剂盒	RGP-261001-48
ArchiPure通用型磁珠法病毒DNA/RNA快速提取试剂盒	RGP-261002-48
ArchiPure磁珠法细菌基因组DNA提取试剂盒	RGP-261003-48
ArchiPure磁珠法全血基因组DNA提取试剂盒	RGP-261004-48
<i>更多配套试剂请参考ArchiPure综合彩页</i>	

产品技术参数	
仪器	ArchiPure 12
样本通量	1-12个样本
处理时间	15-60 min
液体处理体积	20-1000 μ L
洗脱体积	30-100 μ L
孔间差异	CV < 3%
加热温度范围	室温-100 $^{\circ}$ C
振动混合模式	多档可调振动速度，溶液体积自适应振动幅度
污染控制	UV灯，内置紫外消毒模块
操控模式	通过7寸触摸屏操作，无需外接平板电脑
接口方式	USB, TF卡
尺寸 (宽 \times 深 \times 高)	280 \times 200 \times 290 mm (L \times W \times H)
重量	11 kg
电源	AC 110-240 V, 50 Hz/60 Hz
配套程序	内置多个程序，可新建、删除、编辑模式程序， 无需人为优化和编程，配套程序免费升级
配套耗材	96孔深孔板+12联磁棒套 & 配套试剂盒
配套试剂	原厂试剂盒提供96孔板预装试剂盒



鲲鹏基因(北京)科技有限责任公司

Rocgene Technology Limited.

地址: 北京市昌平区回龙观龙域北街10号创集合(北京)产业园429室

邮编: 102208



鲲鹏授权代理商

上海玮驰仪器有限公司

总公司: 上海市浦东新区环科路999弄浦东国际人才港13号楼2楼

400-820-3556 | Marketing@weichilab.com

分公司: 江苏省苏州市工业园区新平街388号21幢5层08单元

0512-65107980 | Marketing@weichilab.com