



细胞复苏
解冻造血干细胞
加温血液制品

Barkey 无水复苏仪特别适用于生物制药领域，主要有以下应用：

- 直接从冻存管或血袋中复苏细胞
- 融化新鲜冷冻血浆 (FFP)
- 加热冷凝沉淀蛋白 AHF
- 可加热全血和红细胞

特点

- 操作简单安全
- 一次可解冻四袋样品，紧急情况
下可扩容至八袋
- 光滑封闭表面以及圆状边角，
便于清洁
- 内置湿敏元件，探测液体泄漏
- 预设程序可直接加热或融化，
也可以根据需要自定义加热程序
- 基于菜单式的一键式管理
- 超大显示屏纯文本显示
- 塑料制造，耐受各类氧化试剂
或消毒剂的腐蚀

无水复苏仪



图片中的附件可根据需要选配

可选附件

- 数据交换接口
- 日志打印机
- 扩容加热垫
- 文档式软件和条形码阅读器

安全防护

- 内置自检运行程序，开机即用
- 加热结束后会有持续声光信号提示
- 透明机器外盖和加热垫，在加热时可以目测血袋的变化
- 具有多重独立的温度保险丝
- 温度设定符合 21 CFR 606.122 血液和血液成分的 GMP 规范

类型	Barkey 无水复苏仪
货号	212.10055
交流电源	230V/50Hz
温度设定	37°C ~ 45°C
接口/设备	可选 RS232,条形码阅读器以及日志打印机
尺寸 (长*宽*高)	60*34*32 cm
净重	18 kg
最大使用体积	9 L
认证	CE012 国械注进 20162451979
符合质量标准	ISO 9001 ISO 13485
产地	德国

Barkey 无水复苏仪已获得 NMPA (CFDA) 二类医疗器械注册证



Barkey授权代理商

上海玮驰仪器有限公司

总公司：上海市浦东新区环科路999弄浦东国际人才港13号楼2楼
400-820-3556 | Marketing@weichilab.com

分公司：江苏省苏州市工业园区新平街388号21幢5层08单元
0512-65107980 | Marketing@weichilab.com