

Gentle Pac

高精度密闭分装系统



产品概述

应用于包括并不限于细胞悬液、冻存细胞悬液、病毒悬液等液体高通量、多袋数分装。设备软件设计符合美国药典21CFR Part 11，用于审计追踪，软件用户权限管理及工艺生产信息记录导出的要求。与设备相配套的管路耗材为一次性使用。无菌，内毒素，生物相容性，溶出物检测，热原，支原体，DMSO耐受性等相关指标均符合要求。

规格参数

体积	940mm × 680 mm× 49mm (W × D × H)
重量	50kg
单次自动封装	6袋 (可选配至 100袋)
分装后可维持活性不变	细胞丢失小于3%
每个产品袋或质控袋间的细胞浓度差别少于5%	
处理量	10mL - 5L
每袋分装量	2mL - 200mL
每袋精度	1%/0.5ml以内
具有排气功能，方便热合产品袋	
温控单元：4°C-室温，精确度：±1°C	
产品符合21CFRpart11	