



赛桥生物

耗材配件

- 无菌取样器
- 不同适配性连接管
- 多种规格储液袋
- 组合套件

每批次均进行无菌、内毒素等项目测试

增强 Gentle Flex 系列耗材兼容性，也可单独用于其他工艺步骤



取样器




一次性单联无菌取样器
(No.01020018)

无菌接管到密闭系统中，带空气过滤器，
无菌取样



一次性三联无菌取样器
(No.01020019)

无菌接管到密闭系统中，带空气过滤器，
无菌取样




一次性六联无菌取样器
(No.01020082)

可无菌接管或者通过鲁尔接头连接到其
他封闭系统，带空气过滤器，可实现无
菌取样



一次性单联无菌取样器
(No.01020062)

可无菌接管或者通过鲁尔接头连接到其他封
闭系统，带空气过滤器，可实现无菌取样



一次性三联无菌取样器 (No.01020063)

可无菌接管或者通过鲁尔接头连接到其他封闭系统，带空气过滤器，可实现无菌取样

连接管



一次性鲁尔穿刺连接器 (No.01020017)

连接蝴蝶口接头或者穿刺橡胶接头容器，并能无菌接管到其他管路系统



一次性二联拓展管 (No.01020020)

多个样本与管路并联，管路连接拓展



一次性三联拓展管 (No.01020021)

多个样本与管路并联，管路连接拓展



一次性鲁尔连接管 (No.01020052)

一端为鲁尔公口，适配鲁尔口连接及无菌接管

储液袋



一次性储液袋（100ml）
(No.01020043)

100ml 储液袋，可无菌接管，带鲁尔公口



一次性储液袋（500ml）
(No.01020044)

500ml 储液袋，可无菌接管，带鲁尔母口



一次性储液袋（3L）
(No.01020045)

3L 储液袋，可无菌接管



一次性储液袋（5L）
(No.01020051)

5L 储液袋，可无菌接管



冻存袋（15ml）
(No.01020083)

15mL,可用于-196℃细胞冻存,配有PVC管用于无菌连接



冻存袋（50ml）
(No.01020084)

50mL,可用于-196℃细胞冻存,配有PVC管用于无菌连接



冻存袋（250ml）
(No.01020085)

250mL,可用于-196℃细胞冻存,配有PVC管用于无菌连接

套件



一次性血液过滤套件
(No.01020056)

200 微米滤网，样本过滤，可无菌接管



一次性制剂取样套件（1L）
(No.01020037)

1L 储液袋，带取样器及连接管路，制剂取样




一次性制剂取样套件（3L）
(No.01020038)

3L 储液袋，带取样器及连接管路，制剂取样



一次性制剂取样套件（5L）
(No.01020039)

5L 储液袋，带取样器及连接管路，制剂取样



深圳赛桥生物创新技术有限公司

Add: 深圳市光明区凤凰街道恒泰裕大厦3栋A座2-6层

Tel: 0755-27106806

E-mail: marketing@cellbri.com



赛桥生物官方公众号