

# PortTrans™

Automatic Liquid Transfer Instrument

## 自动转液仪

实现自动化全封闭不同容器之间  
液体转移

 快速准确

 灵活适配

 自动转液



# Overview

## 产品概述

PortTrans自动转液仪可实现不同容器间自动液体转液，可兼容袋装 / 瓶装试剂，培养瓶液体的转移，速度快通量高，并可放置于超净工作台中使用。



## 产品功能

Product Features



### 快速准确

10-400mL/min快速液体转移，体积误差8%以内



### 灵活适配

可兼容多种瓶装/袋装液体转移，体积小可放置于超净台内



### 自动转液

体积与速度自主设定，达到目标体积后自动停止，过程中可随时暂停



## 转液仪耗材

货号	产品名称	型号规格/描述
01020061	一次性转液管	PJ-015, 2端公鲁尔接头, 140mm泵管, 液体转移, 耗材配件
01020064	一次性转液管	PJ-016, 接头一公一母, 140mm泵管, 液体转移, 耗材配件
01020065	一次性转液管	PJ-017, 带穿刺接头, 140mm泵管, 液体转移, 耗材配件
01020109	一次性瓶-袋转移套件	PJ-029, 配泵管、分离液瓶盖, 分离液瓶盖内径38mm, 液体转移
01020066	一次性瓶-袋转移套件	PJ-018, 分离液瓶盖, 瓶盖内径38mm, 400mm转接管, 液体转移, 耗材配件
01020110	一次性瓶-袋转移套件	PJ-030, 配泵管、培养瓶盖, 培养瓶盖内径32mm, 液体转移
01020067	一次性瓶-袋转移套件	PJ-019, 培养液瓶盖, 瓶盖内径32mm, 400mm转接管, 液体转移, 耗材配件
01020169	一次性瓶-袋转移套件	PJ-035, 配泵管、培养基瓶盖、过滤器, 瓶盖内径38mm, 液体转移
01020163	一次性瓶-袋转移套件	PJ-032, 规格: 配泵管、培养基瓶盖, 瓶盖内径45mm, 液体转移



# 产品规格

Product Specifications

## 规格参数

体积	220W × 300D × 210H mm <sup>3</sup> (载物台折叠收纳后)
重量	6.2kg

## 功耗参数

电源要求	100-240 VAC, 50/60 Hz
功率	蓄电池加稳压器提供24V稳压供电

## 端口参数

DC-022*2.1mm	直流电源插口 (供电池充电使用)
DB9接口	数据线接口 (用于日志数据导出功能)

## 主体参数

显示器	5寸电容触摸屏
传感器	气泡传感器
挂钩	1个
液体输送设备	蠕动泵, 泵速率为10-400mL/min
管路耗材	一次性全封闭耗材
流量精度	精度误差为±8%

深圳赛桥生物创新技术有限公司

☎ 0755-27106806

✉ marketing@cellbri.com

🌐 www.cellbri.com

📍 深圳市光明区凤凰街道恒泰裕大厦3栋A座2-6层



赛桥生物官方公众号