



Barkey **vialguard pro**

Thawing your vials. Vertically.

► 垂直干式解冻小瓶。

► 完全灵活: 小瓶不同类型, 多种容量, 单次解冻数量。

► 符合GMP 和 GLP 法规要求。

► 用于细胞库和QC控制, 解冻初始材料。

► 自动且稳定的解冻过程。

► 提供广泛的设备服务如 IQ/OQ/PQ/PM。

主要特点

- Barkey 小瓶支架可确保正确的解冻过程（可为多种类型的小瓶定制）。
- 确保小体积解冻时最大限度的回收产品。
- 单次可解冻一种或多种容量的小瓶。
- 垂直解冻是小瓶首选的解冻方式。
- 符合GMP 和 GLP 法规要求。
- 符合QC质量控制要求。
- 适合绝大多数市面上的冻存管和小瓶。
- 多功能且维护简单的设备。
- 可重复标准化流程，解冻后再解冻。

可重复性

- 自动且稳定的解冻过程。
- 程序自定义设置。
- 降低人为错误风险。

服务内容

- 质量验证 IQ, OQ, PQ
- 维护计划 PM
- 专业的培训

附件 (可选)

- 文档记录软件Barkey TCP Logging Tool (via Ethernet connection)
- 条形码阅读器

产品型号	Barkey vialguard pro
电源	220-240 VAC or 100-120 VAC 50/60 Hz
温度设定	+25°C to +45°C
外形尺寸	340 x 600 x 320 mm (WxDxH)
净重	21 kg
加注水量	9 L
安全等级	I
认证	CE
Barkey企业认证	DIN EN ISO 13485

Barkey授权代理商

上海玮驰仪器有限公司（上海·苏州·南京·杭州）

上海市浦东新区环科路999弄浦东国际人才港13号楼2楼 | 400-820-3556

江苏省南京市雨花台区雨花客厅3栋609室 | 025-83531339

江苏省苏州市工业园区新平街388号21幢5层08单元 | 0512-65107980

杭州市钱塘新区2号大街519号佳宝科创中心1号楼1005室 | 0571-86630817

